

FHIR terminoloogia alused

CodeSystem supplement & ConceptMap

Kontakt:

<u>rutt.lindstrom@tehik.ee</u> või <u>andmekorraldus@tehik.ee</u> https://chat.fhir.org/



Page versions: R5 R4B R4 R3 R2

1.1 Resource Index


FHIR Infrastructure ☑ Work Group Maturity Level: N/A

Types Framework Cross Reference: Base Types | Datatypes | Resources | Patterns


This page is provided to help find what you are looking for quickly - there are 157 resources. There is also a more to the layout on the layers in this page, see the Architect's Overview, and Security Category Considerations. Se



Põhimõisted



Migreerimismustrid



Koodisüsteemile saab lisada infot (supplement)

CodeSystem			
Code	Display name		
J07AE	Koolera vaktsiinid		
J07AE01	Koolera, inaktiveeritud, kogurakk		

Kui loendisse on vaja lisainfot (*property*, *designation*), mida koodisüsteemis ei ole, luuakse **koodisüsteemi lisa**.

Koodisüsteemi lisa ei võimalda lisada uusi koode.


Koodisüsteemi lisa on kasutusel näiteks HL7 koodisüsteemide tõlkimiseks ja SNOMED CT-l põhinevatele loenditele uue hierarhia loomiseks.

CodeSystem: supplement				
Code	Display name	Target Disease ICD-10		
J07AE	Koolera vaktsiinid	A00		
J07AE01	Koolera, inaktiveeritud, kogurakk	A00		

CodeSystem supplement FHIR ressursina

- Supplement kasutab samuti CodeSystem ressurssi
 - o enda URL ja versioneerimine
 - CodeSystem.supplements: originaalkoodisüsteemi URL | versiooninumber
 - CodeSystem.content: supplement
- Supplement võib olla ühe loendi jaoks...
 - Nt SNOMEDil põhinevasse loendisse nn võltshierarhia või kommentaaride lisamiseks
- ... või terve koodisüsteemi täiendamiseks
 - Nt eestikeelsete tõlgete lisamiseks HL7 koodisüsteemidesse
- \$validate operatsiooni ei saa teha supplemendi vastu

FHIR terminoloogia põhimõtted




FHIR ConceptMap - vastendused

Source ValueSet Vastendamise suund Target ValueSet

Kvalitatiivse uuringu vastus v4

Kood	Nimetus
Р	Positiivne
N	Negatiivne



Kvalitatiivse uuringu vastus v7

Kood	Nimetus
10828004	Positiivne
260385009	Negatiivne

Vastendused luuakse koodisüsteemi mõistete vahele loendite või loendi versioonide kontekstis. Samad mõisted ei pruugi olla samas vastendusseoses mõne teise loendi kontekstis.

ConceptMap on kasutusjuhukeskne

RhD kuuluvus v1

RhD kuuluvus v2

RhD kuuluvus v3


Code	Display name		Code	Display name		Code	Display name
pos	Positiivne	equivalent	165747007	RhD positiivne	equivalent	10828004	Positiivne
neg	Negatiivne	equivalent	165746003	RhD negatiivne	equivalent	260385009	Negatiivne

Antud loendi/kasutuskoha kontekstis on võimalik teha ühene vastendus!

RhD kuuluvus pos |Positiivne| on võrdne SNOMED CT 10828004 |Positiivne|

Kvalitatiivse uuringu vastus P |Positiivne| on laiem kui SNOMED CT 165747007 |RhD positiivne|

ConceptMapi näide





Aitäh!

Kontakt:

<u>rutt.lindstrom@tehik.ee</u> või <u>andmekorraldus@tehik.ee</u> https://chat.fhir.org/